

DM PHARMA

O detector farmacêutico da linha · Comprimidos e cápsulas

// VISÃO GERAL

O DM Pharma inspeciona comprimidos, cápsulas e pastilhas na saída da compressora e do despoeirador, no ritmo da produção farmacêutica: até 15.000 unidades por minuto no Essentia e até 30.000 no HD, que se acopla a todo tipo de blisteira e encapsuladora. O conduto compacto em aço inox AISI 316 e o rejeitador desviador em PVC transparente mantêm o produto visível e o fluxo validável.

// APLICAÇÕES TÍPICAS

- Comprimidos, cápsulas e pastilhas pós-prensagem e despoeiramento
- Acoplamento a blisteiras e encapsuladoras (versão HD)
- Linhas farmacêuticas sob boas práticas com validação de processo



DM Pharma · imagem oficial

// ESPECIFICAÇÕES

VERSÕES	Essentia (15.000 un/min) · HD (30.000 un/min)
SENSIBILIDADE (HD, CALIBRADA)	0,25 mm Fe · 0,3 mm não-Fe · 0,4 mm inox
MATERIAL	conduto em aço inox AISI 316
REJEIÇÃO	desviador em PVC transparente
ESTRUTURA (HD)	bastidor com pistão a gás, compacto
COMUNICAÇÃO	VIT4
NORMAS (HD)	21 CFR partes 210/211 (FDA) · NEMA 4X / IP66

Valores de datasheets e do material oficial do grupo; a sensibilidade real depende do produto e é confirmada em teste com amostras e esferas-padrão. A Varpe adapta as especificações-padrão à necessidade de cada aplicação.

VARPE BRASIL · FABRICAÇÃO E SUPORTE EM AMERICANA/SP

Rua Gerônimo Braga, 535 – Loteamento Industrial Machadinho · Americana/SP · CEP 13478-713
Comercial +55 19 97167-4605 · vendas@varpe.com.br · Pós-venda +55 19 99680-8020 · posvenda@varpe.com.br

// www.varpe.com.br/deteccao-de-metais/dm-pharma · julho de 2026